

FICHE PRODUIT

Réactifs pour photomètres, chlore (hautes concentrations) (100 tests) HI95771-01

Référence : SOC-RHI9577101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réactifs pour photomètres, chlore (hautes concentrations) (100 tests) HI95771-01

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/15131-reactifs-pour-photometres-chlore-hautes-concentrations-100-tests-hi95771-01.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com