

FICHE PRODUIT



Seringue de nutrition entérale Nutrifit vol.100, B/50

Référence : SOC-EF10151007

Points forts

- délais : 48 heures
- Volume de la seringue (ml) : 100 ml

Description du produit

Seringues entérales ENFit connectables à toutes les sondes digestives et dispositifs ENFit à embout mâle.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/15133-seringue-de-nutrition-enterale-nutrifit-vol-100-b-50.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Volume de la seringue (ml)	100 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com