

FICHE PRODUIT



Armoire de stockage pour endoscope souple, modèle DRS-218/S-V

Référence : SOC-000218IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Armoire de stockage pour endoscope souple, modèle DRS-218/S-V™

Le **DRS-218/S-V™** est une armoire ventilée conçue pour stocker jusqu'à 10 endoscopes flexibles en position verticale et dans des conditions aseptiques. Equipé de 10 plateaux en acier inoxydable entièrement extractibles (500x500 mm) avec séparateurs fixes pour éviter le contact entre les instruments. Entièrement fabriqué en acier inoxydable, porte en verre trempé avec serrure électrique. Air filtré à travers un filtre antibactérien H14 0,2 micron.

Dispositifs médicaux de classe I avec circulation d'air indépendante des canaux des endoscopes.

Disponible en version traversant (deux portes) ou à une porte.

Caractéristiques principales :

Matériaux:

- Acier inoxydable AISI 304
- Verre trempé

Dimensions: W 1000 x D 800 x H 1960 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

En options : **Connecteurs**

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/endoscopie/15141-armoire-de-stockage-pour-endoscope-souple-modele-drs-218-s-vtm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
config_armoires_endoscopes - Une porte	SOC-0002181P	
config_armoires_endoscopes - Version traversante (deux portes)	SOC-0002182P	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com