

FICHE PRODUIT



Test d'antigène 2019-nCoV (méthode à flux latéral) avec Tampon de détection

Référence : SOC-261120

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Test d'antigène 2019-nCoV (méthode à flux latéral) avec Tampon de détection

Test d'antigène 2019-nCoV (méthode à flux latéral) avec Tampon de détection permet de détecter les protéines que produit le virus **Sars-CoV-2**, appelées "antigènes". Il détermine si la personne est infectée par le virus au moment du test. Facile à utiliser, sans équipement requis, il donne un résultat instantané en 15min. Stockage à température ambiante (2-30 °C).

CONDITIONNEMENT :

BOÎTE de 20 TESTS

CARTON de 30 BOÎTES

TAILLE CARTON : 60*44*44 cm

POIDS : 11KG

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/15144-test-d-antigene-2019-ncov-methode-a-flux-lateral-avec-tampon-de-detection.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com