

FICHE PRODUIT

Armoire / Chariot pour le stockage et le transport des endoscopes souples, modèle EC-216

Référence : SOC-000216IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Armoire de stockage mobile pour endoscope souple, modèle EC-216™

L'**Armoire de stockage mobile EC-216™** équipé de 5 étagères fixes universelles stocke toutes les marques et modèles d'endoscopes flexibles avec ou sans plateaux dédiés.

Le **chariot de transport pour endoscopes EC-216™** est doté de 5 étagères universelles fixes en mesure de contenir des endoscopes souples de toute marque et de tout modèle, avec ou sans rangement dédié.

Le chariot est pourvu de deux poignées pour les déplacements et de 4 roues médicales dont 2 fixes et 2 pivotantes avec frein. Équipé d'une porte en verre trempé d'une épaisseur de 4 mm fixée au chariot au moyen de deux charnières en acier inox ou d'une porte en acier et d'une serrure.

Il est pourvu de 2 poignées pour le déplacer facilement et de 4 roues de qualité médicale dont deux fixes et 2 pivotantes. Conçu avec des portes en verre, en acier inoxydable ou sans porte.

Caractéristiques principales :**Matériaux:**

- Acier inoxydable AISI 304

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Verre trempé

Dimensions: W 790 x D 570 x H 1130 mm

Accessoires en option :

- Plateau en plastique de qualité médicale pour le transport des endoscopes (L 495 x W 450 x H 120 mm)
- Plateau en plastique de qualité médicale pour sécher et transporter les endoscopes (L 495 x W 450 x H 120 mm)
- Couvercle en plastique de qualité médicale pour plateau (L 455 x W 410 mm)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/endoscopie/15145-armoire-chariot-pour-le-stockage-et-le-transport-des-endoscopes-souples-modele-ec-216tm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
config_armoires_endoscopes - Standard sans porte	SOC-000216	
config_armoires_endoscopes - Porte en acier inoxydable avec serrure	SOC-000216AI	
config_armoires_endoscopes - Porte en verre trempé	SOC-000216V	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com