

FICHE PRODUIT

Appareil d'anesthésie mural modèle AM852V

Référence : SOC-AM852V

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Appareil d'anesthésie mural AM852V

Avec la dernière conception innovante du système de distribution, les vaporisateurs du **système d'anesthésie modèle AM852V** fournissent une concentration précise dans des conditions variables de débit, de pression, de température variables, etc.

L'Appareil d'anesthésie AM852V permet de délivrer l'agent anesthésique de manière stable, avec compensation automatique de la température.

Système de livraison sophistiqué, stable, rapide, et précis.

Caractéristiques de l'Appareil d'anesthésie mural AM852V :

Spécifications physiques et environnementales :

- Dimension: L450 x W405 x H330 mm
- Poids : 22 kg
- Température de stockage : -22 °C ~ + 55 °C
- Température de fonctionnement : + 10 °C ~ + 40 °C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Humidité de stockage : $\leq 93^{\circ}\text{C}$

Vaporisateur :

- Type d'agent: Enflurane, Halothane, Isoflurane
- Plage de débit: 0,2 ~ 10L / min
- Concentration: 0 ~ 5%
- Température de travail: 15 ~ 30 ° c

Unité principale :

- Mode: Système semi-ouvert, semi-fermé ou fermé
- Valve APL: $\leq 6\text{KPa}$
- Alimentation en gaz: O₂ / N₂O 0,28 MPa ~ 0,6 MPa
- Débitmètre: débitmètre à deux tubes O₂ / N₂O 0 ~ 10L / min (avec des dispositifs de protection de verrouillage assurant la concentration d'oxygène $\geq 21\%$)
- Rinçage O₂: 25 ~ 75L / min
- Déficit O₂: alarme sonore pendant au moins 7 secondes alarme

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/15151-appareil-d-anesthesie-mural-modele-am852v.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com