

FICHE PRODUIT



Respirateur de réanimation d'urgence et de transport modèle SH100

Référence : SOC-SH100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Respirateur de réanimation d'urgence et de transport modèle SH100

Caractéristiques :

1. Fonctionnement pneumatique, à commande pneumatique
2. Type de patient: adulte et pédiatrique
3. Mode de ventilation: IPPV
4. Fonction supplémentaire: aspiration

Données techniques

1. Volume minute: 3 ~ 20L / min, réglable en continu
2. Fréquence respiratoire: 10 ~ 35bpm, réglable en continu
3. I: E: 1: 1,5
4. Concentration O: 100% / 60%
5. Pression d'aspiration: $\leq -50\text{KPa}$
6. Pression sûre max: $\leq 6\text{KPa}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

7. Bruit: ≤ 65 dB (A)
8. Cylindre: 2L, temps: ≥ 60 Min (MV = 8L / min, O₂ = 60%)
9. Pression de gaz: 0,3 ~ 0,6 MPa (débit ≥ 50 L / min)
10. accessoires standards
11. Cylindre 2L
12. Valve expiratoire
13. Sac de test 1L
14. Masque
15. Tube d'aspiration et bouteille
16. Sac de transport
17. Tube de silicium

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/15154-respirateur-de-reanimation-d-urgence-et-de-transport-modele-sh100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com