


FICHE PRODUIT

Lampe d'examen halogène modèle DIANA

Référence : SOC-005065IS

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules Halogènes
- Application : Médecine Générale
- Type interrupteur : Interrupteur classique
- Configuration lampe : Lampe Led - Bras flexible

Description du produit

Lampe d'examen halogène modèle DIANA - Interrupteur classique

Dispositif Medical Classe 1

La **Lampe d'examen DIANA** est une lampe halogène très polyvalente, puissante et d'une maniabilité optimale grâce à sa poignée ergonomique qui lui assure des réglages fins et précis même en cas de fortes sollicitations mécaniques. La **Lampe d'examen DIANA** est adaptée pour l'examen et la petite chirurgie dans toutes les spécialités médicales.

Caractéristiques techniques :

- Intensité Lumineuse : 870 Lumens*
- Température de couleur : 3000°K* (blanc chaud)
- Indice de rendu des couleurs : IRC 100/100
- Consommation électrique : 50 Watts
- Ampoule 12V/50W : 516677
- Longévité des ampoules : 5 000 h minimum

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Source dichroïque 12V/50W Osram GU 5,3 Decostar ES Sp 10° hautes performances (avec filtres UV)
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 11 x 10 cm
- Bras flexible : 65 cm ou 114 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/15155-lampe-d-examen-halogene-modele-diana.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules Halogènes
Application	Médecine Générale
Type interrupteur	Interrupteur classique
Configuration lampe	Lampe Led - Bras flexible

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com


Désignation	Référence :	EAN13 :
lampe_fixation - Bras mural articulé (2 x 40 cm), longueur_bras_lampe - 65 cm	SOC-00506507	
lampe_fixation - Un Bras, longueur_bras_lampe - 65 cm	SOC-00506501	
lampe_fixation - Equerre murale, longueur_bras_lampe - 65 cm	SOC-00506506	
lampe_fixation - Etau / étrier, longueur_bras_lampe - 65 cm	SOC-00506502	
lampe_fixation - Etau / étrier universel avec plaque d'adaptation, longueur_bras_lampe - 65 cm	SOC-00506503	
lampe_fixation - Etau pour rails médicaux avec plaque d'adaptation, longueur_bras_lampe - 65 cm	SOC-00506504	
lampe_fixation - Pied télescopique roulant 60-100 cm Lesté, longueur_bras_lampe - 65 cm	SOC-00506501L	
lampe_fixation - Pied télescopique roulant 90-130 cm Lesté, longueur_bras_lampe - 65 cm	SOC-00506502L	
lampe_fixation - Bras articulé pour paillasse 1 x 60 cm, longueur_bras_lampe - 65 cm	SOC-00506509	
lampe_fixation - Bras mural (1 x 40 cm), longueur_bras_lampe - 65 cm	SOC-00506508	
lampe_fixation - Bras mural (1 x 40 cm), longueur_bras_lampe - 114 cm	SOC-0051008	
lampe_fixation - Un Bras, longueur_bras_lampe - 114 cm	SOC-0051001	
lampe_fixation - Pied télescopique roulant 60-100 cm Lesté, longueur_bras_lampe - 114 cm	SOC-0051001L	
lampe_fixation - Pied télescopique roulant 90-130 cm Lesté, longueur_bras_lampe - 114 cm	SOC-0051002L	
lampe_fixation - Etau / étrier, longueur_bras_lampe - 114 cm	SOC-0051002	
lampe_fixation - Etau / étrier universel avec plaque d'adaptation, longueur_bras_lampe - 114 cm	SOC-0051003	
lampe_fixation - Etau pour rails médicaux avec plaque d'adaptation, longueur_bras_lampe - 114 cm	SOC-0051004	
lampe_fixation - Equerre murale, longueur_bras_lampe - 114 cm	SOC-0051006	
lampe_fixation - Bras mural articulé (2 x 40 cm), longueur_bras_lampe - 114 cm	SOC-0051007	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
lampe_fixation - Bras articulé pour paillasse 1 x 60 cm, longueur_bras_lampe - 114 cm	SOC-0051009	

Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com