

FICHE PRODUIT



Chariot pour dossiers patients, Modèle YC40J30E

Référence : SOC-TIA-YC40J30E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le **Chariot pour dossiers patients, Modèle YC40J30E** Convient pour le rangement dans une salle d'hôpital.

Description

- * La structure principale est faite en acier enduit de plastique.
- * Le tiroir situé dans la partie inférieure de l'appareil a pour dimensions: 560 mm x 350 mm x 100 mm.
- * 30 niveaux avec des étiquettes correspondantes facilitant la conservation du dossier du patient.
- * Muni d'un système de verrouillage.
- * Matière: Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid. Surface de travail: marbre artificiel de 35 mm d'épaisseur.
- * Dimensions totales : 800 mm x 460 mm x 860.5 mm.
- * Dimensions d'expédition : 900 mm x 560 mm x 1 030.5 mm.
- * Poids à l'expédition : 48 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-dossier-patient/1516-chariot-pour-dossiers-patients-modele-yc40j30e.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com