

FICHE PRODUIT



Tunnel de désinfection et de mesure de température

Référence : SOC-0112204

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tunnel de désinfection et de mesure de température

Description

Le tunnel de désinfection et de mesure de température est utilisé pour la désinfection du corps, des animaux domestiques, des marchandises et d'autres objets dans l'entrée de l'espace public (Hôpital, aéroport, banque, école, supermarché) lorsque des événements de santé publique d'urgence se produisent.

Il peut mesurer rapidement la température corporelle et désinfecter. Il est muni d'une alarme vocale en cas de condition anormale (lorsque la température est supérieure à la température réglée). L'appareil a des fonctions telles que le ravitaillement automatique, l'affichage en temps réel de l'état de fonctionnement, la réponse automatique aux objets entrants et sortants, etc. Doté des lumières étanches LYD L dans le passage, qui peuvent être utilisées la nuit ou dans des endroits sombres. Équipé de roulettes et de poignées, pratique pour un déploiement mobile et rapide.

Spécificités techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Source de courant	220 ~ 240 ou customiser	Poids	Environ 220 kg
Puissance	450W	Bruit de fonctionnement	Moins de 36 dB
Environnement de travail	0 °C - +35 °C (le désinfectant ne peut pas être utilisé lorsqu'il est congelé en dessous de 0 °C)	Dimension externe	2300mm (H) x 1150mm (W) x 1950mm (L)
Taille du canal	2000mm (H) x 1050mm (W) x 1950mm (L)	Type de désinfectant	Désinfectant de qualité alimentaire
Volume du réservoir de désinfectant	13/18 L	Distance de collecte de température	5-10cm
Temps de collecte de température	Environ 3-5 secondes	Précision de collecte de température	Plus ou moins 0,5 °C à température ambiante
Lieu de collecte de température	Front, poignet à l'intérieur (type sans contact)	Plage de collecte de température	32-45 °C

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-par-voie-aerienne/15170-canal-de-mesure-de-la-temperature-et-de-desinfection.html>


SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com