

FICHE PRODUIT

Crochet peseur portée 300 kg modèle MCW 300 R2

Référence : SOC-00300R2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Crochet peseur portée 300 kg modèle MCW 300 R2

Crochets peseurs avec un boîtier en acier inoxydable AISI 304, fiables, précis et polyvalent, utilisables aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pour les applications de pesage industriel. Crochet peseur de faible encombrement permet de réduire la hauteur de levage. Le système à sécurité singulier il les rend recommandées pour le levage et le pesage du charge suspendu. Protection IP67 contre la poussière et les projections d'eau.

Aspect matériel :

- Boîtier en acier Inoxydable IP 65 (protection à la poussière et à l'eau).
- Clavier étanche à 5 touches (Zéro, Tare automatique, Fonctions, Impression et ON/OFF).
- Grand afficheur LCD rétro-éclairé de 25 mm offrant une excellente lisibilité, même dans des conditions de luminosité restreintes ou de basses températures.
- Grillon zingué supérieur et crochet tournant inférieur de série.
- Protection contre les chocs et surcharges (Facteur de sécurité K = 5) :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Surcharge maximale autorisée 200 %,
- Surcharge maximale de sécurité 500 %.

Fonctionnalités :

- Fonction mode configurable à choix multiples :
 - fonction PEAK (maximum de la valeur lue),
 - fonction HOLD (bloc de pesée visualisable),
 - Totalisation de pesée,
 - conversion lb/kg/N.
- Télécommande :
 - 4 touches de série configurable par le client,
 - distance : 8 m.
- Batterie étanche assurant une autonomie de 40 heures environ.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/appareils-et-matériels-de-buanderie/15177-crochet-peseur-portee-300-kg-modele-mcw-300-r2.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com