

FICHE PRODUIT



Appareil d'ECG (Electrocardiographe) 3 canaux avec interprétation modèle ECG-103A

Référence : SOC-P00103A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Appareil d'ECG (Electrocardiographe) 3 canaux avec interprétation modèle ECG-103A

Écran LCD graphique couleur 4,3 pouces 480 x 270

ECG à trois canaux avec interprétation du résultat

Papier d'enregistrement 80 mm avec une avance de rythme

Plusieurs modes de fonctionnement: manuel / automatique / arythmie

Jusqu'à 250 données patients enregistrer

Caractéristiques principales:

1. écran LCD graphique couleur 4.3 pouces 480x272
2. Appareil ECG à trois canaux avec interprétation
3. Acquisition simultanée de 12 dérivations

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

4. Modes de fonctionnement multiples: Modes d'analyse manuel / automatique / arythmie
5. Enregistrement à 3 canaux de 80 mm avec une dérivation rythmique
6. Les filtres numériques éliminent les interférences EMG, AC, dérive de base
7. Batterie Li-ion rechargeable intégrée, 3 heures de travail continu
8. Adapter l'alimentation CA 110-240V, 50 / 60Hz
9. 250 patients sauvegardent / rejouent
10. Interface USB / RS232 intégrée

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/15180-appareil-d-ecg-electrocardiographe-3-canaux-avec-interpretation-modele-ecg-103a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com