

FICHE PRODUIT



Moniteur de signes vitaux modèle PM-2

Référence : SOC-PM2000IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur de signes vitaux modèle PM-2

Écran TFT couleur haute précision de 4,3 pouces, luminosité réglable en continu.

Léger et compact, très portable à transporter pendant le transport du patient

Batterie au lithium haute capacité intégrée pour un fonctionnement de longue durée.

La fonction d'impression est facultative.

Les alarmes visuelles / audio à 3 niveaux et les événements d'alarme peuvent être stockés et examinés.

Stockage haute capacité, protection des données hors tension.

Convient aux patients adultes, pédiatriques et nouveau-nés.

Modèles disponible :

1. PM-2A : SpO2+PR
2. PM-2B : SpO2+PR+NIBP

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 3. PM-2C : SpO2+PR+NIBP+EtCO2
- 4. PM-2D : SpO2+PR+EtCO2
- 5. PM-2E : EtCO2

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-de-signes-vitaux/15181-moniteur-de-signes-vitaux-modele-pm-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
moniteur_parametre - SpO2+PR	SOC-PM20001	
moniteur_parametre - SpO2+PR+NIBP	SOC-PM20002	
moniteur_parametre - SpO2+PR+NIBP+EtCO2	SOC-PM20003	
moniteur_parametre - SpO2+PR+EtCO2	SOC-PM20004	
moniteur_parametre - EtCO2	SOC-PM20005	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com