

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres modèle PM-12

Référence : SOC-PM00012

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur multiparamètre modèle PM-12

Écran TFT couleur 12"

72 heures de tendances graphiques et tabulaires de tous les paramètres

1000 groupes de stockage et d'examen des données NIBP

Adapté pour les patients adulte, pédiatrique et néonatal

Paramètres standard: ECG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP

Option: Ecran tactile, enregistreur, double IBP, EtCO2, système de moniteur central.

Caractéristiques techniques:

- Conception ergonomique, portable, pratique à utiliser
- Écran TFT de 12,1 po, configurable jusqu'à 8 formes d'onde, permet une visibilité maximale des données pour les paramètres les plus critiques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La technologie numérique unique SPO2 peut fonctionner avec précision pendant le mouvement et une faible perfusion
- Interférences du défibrillateur anti-AC et électro-chirurgical haute fréquence
- Disposition d'écran riche, standard, grande police, graphique de tendance, OxyCRG, plomb complet ECG et autres
- Stockage de données solide: tendances de 720 heures, 10000 NIBP de groupe, 1024 événements d'alarmes
- Analyse ST, analyse d'arythmie, analyse de stimulateur cardiaque, analyse de drogue et calcul
- Alarme sonore et visuelle disponible, réglable
- Fonction de gestion des informations patient
- Fonction logicielle puissante pour prendre en charge l'utilisation dans NICU, ICU, OR, CCU ou chambre de patient normale
- Mise à niveau logicielle optionnelle basée sur USB
- Réseau filaire / sans fil avec système de surveillance central, jusqu'à 64 lits dans un groupe
- Enregistreur thermique à 3 traces intégré pour l'impression de données historiques et en temps réel
- Multi-langue, c'est-à-dire anglais, espagnol, turc.
- Batterie au lithium rechargeable de très longue durée jusqu'à 4 heures de temps de travail
- Convient aux patients adultes, pédiatriques et nouveau-nés

Configuration standard: ECG, NIBP, SPO2, TEMP, RESP, PR, batterie au lithium rechargeable

Configuration optionnelle:

- Double TEMP
- Double IBP
- ETCO2 (flux latéral)
- Enregistreur thermique
- Support mural
- Chariot

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/15187-moniteur-multiparametres-modele-pm-12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com