

FICHE PRODUIT

Sacs de transport isothermes résistants, 17 Litres

Référence : SOC-S12B24

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques générales du Sac de transport isotherme résistants, 17 Litres

- Sac de transport pour prélèvements biologiques
- Antichoc/Antichoc thermique
- Emballage extérieur pour transport réglementaire
- Très grande résistance mécanique
- Praticabilité (léger, nombreux compartiments)
- Nettoyage facile
- Sécurité assurée par une fermeture éclair scellable
- Poche transparente sur trois côtés et poche intérieure
- Coloris : bleu roi • Livré avec une étiquette UN3373
- Personnalisation possible à partir de 50 pièces

Autres**Volume/ Poids à vide** : 17 litres/0,860 kg**Dim. ext. (LxIxh en mm)** : 400x200x300**Dim. int. (LxIxh en mm)** : 370x170x270**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-de-transport-isothermes-r/15188-sacs-de-transport-isothermes-resistants-17-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com