

FICHE PRODUIT



Chariot de douche électro-hydraulique modèle SK005-10H

Référence : SOC-SK00510H

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chariot de douche électro-hydraulique modèle SK005-10H

Caractéristiques principales:

1. Réglage hydraulique de la hauteur par commande à pédale.
2. Cadre de lit: Acier inoxydable de qualité supérieur, finition miroir
3. Douche : en matériau de kayak à haute ténacité, REACH, ROSH, approuvé EN71, matériau interne EVA haute densité, doux, résistant à la chaleur (+ 80 °, -10 °), résistant à la déformation et au vieillissement, facile à démonter pour la stérilisation
4. Dimension : 1950 x 740 x 500 ~ 900 mm ($\pm$ 5%)
5. Capacité de charge: $\leq$ 130kg
6. Garde four : hauteur 270 mm, facile à transférer le patient dans le bain
7. Assèchement: l'inclinaison du lit entier de 1°, c'est-à-dire, la tête de lit est 3 cm plus haute que le pied du lit, conçue pour l'assèchement; le garde-corps est incliné de 13° vers l'extérieur
8. Roulettes: couverts, avec freins indépendants, faciles à déplacer, simples à utiliser, performances

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

fiables. les pièces du cadre sont en acier inoxydable.

9. Poids brut 77 kg

10. Poids net 70 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-divers/15190-chariot-de-douche-electro-hydraulique-modele-sk005-10h.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com