

FICHE PRODUIT

Insufflateur de CO2 d'endoscopie adulte ACD-1

Référence : SOC-AC1200085

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Insufflateur de CO2 d'endoscopie adulte ACD-1

Le contrôle de la pression intelligent d'air, la conception de sécurité pour l'écoulement qui est trop haut ou si bas, et réduisent des erreurs opérationnelles.

Conception compacte et portable, facile à installer sur le chariot endoscopique.

Opération d'un contact et facile à utiliser.

Disponible au principal organisme du système d'endoscopie, et doit juste changer le connecteur.

Facile pour l'installation

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-et-accessoires-pour-la-coelioscopie-ou-laparoscopie/15191-insufflateur-de-co2-d-endoscopie-adulte-acd-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com