

**FICHE PRODUIT**



## Colposcope vidéo HD modèle KN-2200A

Référence : SOC-KN2200A

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Colposcope vidéo HD modèle KN-2200A

Colposcope vidéo numérique KN-2200A pour examen du vagin.

Sony CCD couleur, 2,1 millions de pixels effectifs, résolution horizontale 1080P

Source de lumière LED à indice de rendu des couleurs élevé 4 modes d'imagerie: imagerie incolore, imagerie en lumière naturelle, imagerie par lumière LED, mode filtre.

Champ d'application: diagnostic clinique de la vulve, du vagin, du col de l'utérus et d'autres parties.

**Composé de :** Caméra + écran LED arrière 2,5 " + batterie intégrée + support à bras articulé + logiciel + câble de connexion + pédale de commande + poignée de commande + carte de capture

Le colposcope électronique numérique est le système d'imagerie numérique intégrant la technologie électronique numérique moderne et la technologie informatique. L'image du site d'examen est clairement affichée sur l'écran de l'ordinateur en temps réel par l'ordinateur, et l'excellente source de lumière et le fort grossissement de l'image claire peuvent identifier les lésions extrêmement petites. En même temps, le traitement numérique des images et le système de rapport graphique de la colposcopie peuvent être utilisés pour collecter, geler, analyser, traiter,

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

stocker et imprimer les images observées pour un fonctionnement et une gestion intégrés.

#### Valeur clinique du colposcope :

- A. Diagnostiquer un cancer du col de l'utérus à un stade précoce, distinguer la tumeur de l'inflammation
- B. Il a une importance capitale pour le traitement, en particulier pour le traitement des maladies du col de l'utérus une néoplasie intraépithéliale, qui peut indiquer la localisation et l'étendue de la lésion.
- C. La colposcopie est également utile pour l'estimation et le traitement des lésions cervicales bénignes.
- D. Le stockage de photos de colposcopie ou d'images informatiques est très important pour le suivi de l'observation des lésions cervicales.

#### Caractéristiques principales

- 1. Une nouvelle génération de colposcopie haute définition, utilisant un capteur CCD Sony de 1/4 de pouce, un zoom optique 18 fois, 800 000 pixels effectifs
- 2. Avec la fonction d'affichage de l'écran de vue arrière utilisée avec la batterie interne, sans les restrictions des fils et des postes de travail
- 3. Cardan entièrement amorti, réglage omnidirectionnel à 360 degrés, possibilité de se mettre en vol stationnaire à n'importe quel angle
- 4. Positionnement flexible du support cantilever, la position et l'angle de l'objectif peuvent être ajustés arbitrairement
- 5. Affichage des images en temps réel, gel, stockage, suppression, agrandissement ou réduction de l'image, mise au point automatique, mise au point manuelle, réglage de la lumière, de l'intensité, filtre vert, choix du modèle de couleur réelle normale.
- 6. Stockage des données : 175 images standard peuvent être comparées et analysées, et un rapport de diagnostic peut être édité
- 7. Impression du rapport de diagnostic multi-format
- 8. Evaluation REID
- 9. Fonction unique de minuterie pour les tests d'acide acétique, affichage en temps réel des tests de réaction à l'iode acétique.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

#### Spécifications techniques :

- Système de caméra : 1/4 CCD Sony, mise au point automatique rapide/manuelle
- Pixel efficace : 800 000 pixels effectifs
- Temps de grossissement : 320 fois(20x16)
- Type de source lumineuse:Source lumineuse LED
- Certificats : CE/FDA/ISO13485

## Conformité et garantie



#### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/colposcopes-medicaux/15193-colposcope-video-hd-modele-kn-2200a.html>




## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Photos du produit



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)