

FICHE PRODUIT

Kit électronique avec électrovanne pour auge chirurgicale

Référence : SOC-52KCE7A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit électronique avec électrovanne 1/2" pour auge chirurgicale

Kit électronique prêt à poser pour auge chirurgicale lave-mains hygiénique comprenant :

- Capteur infrarouge avec oeilleton chromé démontable par l'avant
- Boîtier d'alimentation électrique compact
- Électrovanne 1/2" - MM

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lavabos-chirurgicaux/15195-kit-electronique-avec-electrovanne-1-2-pour-auge-chirurgicale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com