


FICHE PRODUIT



Garrot tourniquet FAST sans latex (disponibles: Bleu, Rouge, Vert)

Référence : SOC-25720

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Garrot tourniquet FAST sans latex

Spécifications du Garrot FAST

- Matière: Bande en spandex, couverture en térylène
- Coloris disponibles: Bleu, Rouge, Vert
- Longueur: 40,5 cm
- Largeur: 3 cm
- Systèmes de fermeture: Verrouillage unique: libération rapide

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/15197-garrot-tourniquet-fast-sans-latex.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
garrot_coloris - Bleu	SOC-25726	
garrot_coloris - Rouge	SOC-25727	
garrot_coloris - Vert	SOC-25728	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com