

FICHE PRODUIT



Congélateur Médical 100 Litres, basse température -10° ~ -86°

Référence : SOC-BDF-86V100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Congélateur médical 100 Litres, basse température -10° ~ -86°

Le **Congélateur médical -10 ~ -86 °C, modèle BDF-86V158** convient aux industries électroniques, aux laboratoires universitaires, aux industries militaires et aux entreprises de pêche pélagique.

Caractéristiques techniques du Congélateur médical -10 ~ -86 °C, modèle BDF-86V100

Type : Vertical ;

Capacité : 100 L ;

Plage de température : -10 ~ -86 °C ;

Dimensions: 1180*825*995 mm

poids: 176kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/congelateur-mixte/15202-congelateur-vertical-100-litres-basse-temperature-10-86.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com