

FICHE PRODUIT



Lancettes ultra fines - 30G

Référence : SOC-ETGLUC05

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lancettes à utiliser avec le Stylo auto-piqueur TB 100.

- Diamètre de l'aiguille 30G = 0.298mm ~ 0.320mm
- Stériles, à usage unique.
- Longueur 32mm +/- 1mm
- Largeur 6.5mm +/- 0.5mm
- Aiguille extérieure 3.3mm +/- 0.3mm

Conditionnement : Boite de 200 (20 sachets de 10 lancettes).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lancettes-de-securite-a-uu/15204-lancettes-ultra-fines-30g.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com