

FICHE PRODUIT



CONE FINNTIP A FILTRE 20UL RACK CHAR STER

Référence : SOC-255521

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CONE FINNTIP A FILTRE 20UL RACK CHAR STER

Conditionnement minimum de vente: 960

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-finntip-filter/15205-cone-finntip-a-filtre-20ul-rack-char-ster.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com