

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur médical modèle YC-968L

Référence : SOC-YC968L

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur médical 968 L modèle YC-968L

Le **Réfrigérateur médical YC-968L** peut être utilisé pour le stockage de produits biologiques, vaccins, médicaments, réactifs, etc. Applicable aux pharmacies, aux usines pharmaceutiques, aux hôpitaux, aux centres de prévention et de contrôle des maladies, aux cliniques de santé, etc.

Système de contrôle:

Le contrôleur de microprocesseur, température allant de + 2 °C à + 8 °C, peut être réglé librement, contrôlant la précision 1 °C, la précision d'affichage 0,1 °C. Température ambiante allant de 0 °C à 32 °C

Combiné avec deux capteurs exacts et un dégivrage automatique.

Alarme sonore et visuelle: alarme de température élevée ou basse, alarme de porte ouverte, alarme de panne de courant, alarme de panne de capteur, alarme de batterie faible.

Conception de la structure:

Type droit, corps extérieur et intérieur en acier inoxydable (YC-260 / 300L est un matériau ABS)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Les roulettes sont montées sous le fond

Porte en verre à deux couches avec interrupteur de chauffage pour éviter les fuites de glace et verrouillable.

Éclairage fluorescent intérieur

Tablettes réglables en fil d'acier de qualité.

Avec l'enregistreur de température, enregistrez les données de 7 jours. Batterie de secours de 72 heures pour le travail de l'enregistreur et du contrôleur

En option: enregistreur graphique, système d'alarme à distance

Système de réfrigération:

Compresseur de renommée internationale et moteur de ventilateur EBM en Allemagne

Système de circulation d'air forcé.

Condenseur très efficace et évaporateur expansif pour une congélation rapide

Données techniques :

- Modèle: YC-968L
- Dimensions (P * L * H) mm: 750 × 1200 × 1965
- Volume effectif total (litres): 968
- Température de stockage (°C): 2 °C ~ 8 °C
- Poids (kg): 168

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/15206-refrigerateur-medical-modele-yc-968l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com