

FICHE PRODUIT



Respirateur de réanimation **RESPOND 19 Base**

Référence : SOC-369845

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Respirateur de réanimation **RESPOND 19 Base**

Assistance respiratoire fiable et intuitive pour les soins intensifs avec un déploiement rapide et abordable pendant les périodes de plus grand besoin.

Le Respirateur de réanimation RESPOND 19 Base a été optimisé pour une utilisation pendant la pandémie COVID-19. Il est équipé pour les soins intensifs.

- a) Conception sûre et économique :
- Contrôle supérieur des infections
 - Élargit l'accès à la technologie de sauvetage
 - Conçu pour le stockage à long terme
- b) Une ventilation prête à l'emploi sur laquelle vous pouvez compter :
- Configuration plug and play facile
 - Formation rapide et interface utilisateur intuitive
- c) Conçu pour répondre aux besoins de chaque patient : Protections intégrées pour les

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

événements critiques.

- d) Principaux modes de ventilation : Ventilation obligatoire, assistée et spontanée.
- e) Paramètres clés du Respirateur de réanimation RESPOND 19 Base : Cible de pression inspiratoire, cible d'assistance de pression, fréquence respiratoire, temps d'inspiration, PEP et% d'O2 définis par le débit d'O2 mural.
- f) Alarmes clés : Y compris pression inspiratoire élevée, déconnexion, occlusion et apnée.
- g) Caractéristiques essentielles : Déclenchement de flux, filtration virale et humidification.

Spécifications du Respirateur de réanimation RESPOND 19 Base :

- CARACTÉRISTIQUES UNIQUES :

- a) Les modes :** Ventilation obligatoire continue (CMV), ventilation assistée (ACV) et ventilation spontanée.
- b) Types de respiration :** Ventilation avec régulation de pression (PCV), ventilation assistée par pression (PSV + CPAP) et P SIMV (PCV + PSV).
- c) Entretien :** Aucun entretien requis

- PARAMÈTRES DU RESPIRATEUR DE REANIMATION RESPOND 19 Base :

- a) Alarmes : Pression inspiratoire haute et basse, déconnexion, occlusion, perte de puissance, apnée, faible volume courant expiré, hypoventilation et hyperventilation.
- b) Plage cible de pression inspiratoire (PI) * : 5 – 40 cmH2O.
- c) Plage cible de support de pression (PSUPP) * : 0 – 40 cmH2O.
- d) Temps inspiratoire (TI) * : 0.4 – 3.0 sec.
- e) Fréquence respiratoire * : 3 – 70 bpm.
- f) Volume courant (VT) : 50 – 2000 ml.
- g) Sensibilité expiratoire (ESENS) * : 5 – 80%.
- h) Sensibilité de déclenchement du débit (VSENS) * : 0.5 – 20 L/min.
- i) Gamme PEEP : 0 – 20 cmH2O.
- j) Débit (f) : Max 120 L/min.
- k) Alimentation en oxygène (débitmètre / mélangeur) : < 15 L/min.
- l) Pourcentage d'oxygène : 21 – 95%.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- m) Conformité des circuits : < 2 ml/cmH₂O.
- n) Filtre viral : 99,999% à l'expiration et à l'inhalation.
 - o) Ratio inspiratoire (mesuré) : 3: 1 à 1: 5.

p) Air humidifié (ajustable) : oui.

- **SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES :**

- a) Dimensions : 18" x 12" x 12".
- b) Poids : < 15 lbs.
- c) Puissance : Entrée 120/240 VAC à 24 VDC vers le ventilateur.
- d) UPS externe : Jusqu'à 2 heures d'utilisation.
- e) Interface utilisateur : Écran LCD et boutons poussoirs.
- f) Connexions : Standard 22mm.
- g) Source d'air (Les spécifications sont soumises à changer sans préavis) : Aucun air mural requis; À commande électrique.

Accessoires optionnels :

- Câble du capteur de débit
- Moniteur d'oxygène d'alarme externe
- Kit de circuit patient complet
- Tubulure du circuit patient
- Échangeur d'humidité thermique (HME) - Patient Wye
- Filtre bactérien et viral pour inhalation / expiration
- Capteur de débit - Patient Wye
- Adaptateur de port de filtre

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/15208-respirateur-de-reanimation-respond-19-base.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com