

FICHE PRODUIT



Pince coupante de Liston simple articulation 19cm

Référence : SOC-600619

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pince coupante de Liston simple articulation 19cm

Caractéristiques de la Pince coupante de Liston simple articulation 19cm

Poids : 0.192kg

Largeur : 7.4cm

Hauteur : 1cm

Profondeur : 19.5cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/15209-pince-coupante-de-liston-simple-articulation-19cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com