

FICHE PRODUIT

Lampe d'opération LED 2 coupoles, Plafonnière

Référence : SOC-CSL32022

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Plafonnier
- Domaines d'utilisation de la lampe : Polyvalente

Description du produit

Lampe d'opération LED 2 coupoles, Plafonnière

Description

Lumière sans ombre, poignée stérilisable de haute qualité, avec un design européen spécial pour la ventilation de la chaleur. Le corps est fait de polymère résistant au feu de haute qualité. Avec LED bicolore blanc et jaune.

Caractéristiques techniques :

- Intensité lumineuse : 100000 + 100000 Lux $\pm$ 10%
- Température de couleur : 4000-5000 K (fixe)
- Nombres d'ampoules LED : 56 + 56
- Dimension du champ lumineux : 12 – 30 cm
- Indice de réduction de couleur : 93 RA
- Durée de vie de LED : >50000 heures
- Diamètre lumineux : 500 mm x 2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Contrôle de luminosité : Numérique
- Alimentation électrique : 220V / 50Hz CA
- Focalisation : Réglable
- Batterie de secours : En option

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-scialytiques/15213-lampe-d-operation-led-2-coupoles-plafonniere.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Plafonnier
Domaines d'utilisation de la lampe	Polyvalente

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com