

**FICHE PRODUIT**

## Table de réanimation néonatale HKN-9010

Référence : SOC-HKN9010

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Table de réanimation néonatale HKN-9010

#### Spécifications techniques:

- Trois modes de contrôle: mode de préchauffage, mode manuel et contrôle du mode bébé par micro-ordinateur;
- La température programmée et la température de bébé peuvent être affichées séparément.
- L'angle horizontal du module chauffant et l'inclinaison de la couchette peuvent être ajustés.
- Les panneaux entourés de couffin peuvent être tournés vers l'extérieur ou démontés;
- Cassette à rayons X sous le berceau;
- Minuterie APGAR;
- Plusieurs indications d'alarme de défaillance;
- Connecteur RS232 pour la sortie de données;
- Le capteur de température cutanée jetable et la SpO2 sont optionnels.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/15214-table-de-reanimation-neonatale-hkn-9010.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)