

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL 460

Référence : SOC-589366

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL 460

Le **Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL 460** est un équipement de 460 litres, essentiel dans beaucoup de laboratoires. Sa fonction est de maintenir une température de stockage interne (entre 2 °C et 15 °C) pour stocker et protéger produits chimiques, échantillons, produits dangereux, médicaments, solutions et autres substances sensibles aux températures.

- 4 étagères;
- Affichage numérique de la température;
- Refroidissement à air forcé;
- Dégivrage automatique;
- Évaporation des condensats;
- Contact sans potentiel pour la transmission d'alarme à un centre de contrôle;
- Porte verrouillable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Options :

- Tablette supplémentaire (à l'équipement standard).
- Tiroirs en plastique (au lieu d'étagères).
- Tiroirs en acier inoxydable (au lieu d'étagères).
- Diviseurs en croix et en longueur pour tiroirs en acier inoxydable.
- Antigél contre les températures inférieures à zéro.
- Signal d'alarme visuel et sonore, même en cas de panne de courant (l'unité de surveillance reste en fonctionnement pendant environ 30 heures sur batterie).
- Éclairage LED sur le dessus. n Porte vitrée avec serrure.
- Ferrure de porte.
- Equipé de roulettes.
- Le réservoir de condensat peut être vidé manuellement si aucune condensation n'est requise (par exemple, dans une salle d'opération).
- Module GSM pour la transmission de messages texte d'alarme (par exemple, vers un téléphone portable).
- Documentation de température.

Spécifications techniques du Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL 460:

- Capacité: 460 l;
- Réglage de la température (env.): +2 à +15 ° C;
- Tension: 220 - 240 V;
- Fréquence: 50 Hz;
- Puissance: 185 Watts;
- Consommation moyenne: 0,87 KWh / 24 h;
- Dimensions totales (y compris distance du mur): 74 x 80 x 181 (lx P x H en cm);
- Dimensions intérieures: 60 x 57 x 128 (L x P x H en cm);
- Dimensions totales avec porte ouverte à 90 °: 74 x 144 (lx p en cm);
- Dimensions de l'étagère: 59 x 50 (lx P en cm);
- Capacité maximale de chargement par étagère: 40 kg;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids: 109 kg / 122 kg (net / brut)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/15215-refrigerateur-de-laboratoire-essentiel-460.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com