

FICHE PRODUIT

Humidificateur d'oxygène médical 350mL

Référence : SOC-5530000A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L' Humidificateur barboteur stérilisables avec diffuseur permet une augmentation de l'humidité et un faible niveau sonore. Il est idéal pour les endroits où une humidité relative modérée est requise.

Description

- L'oxygène sec obtient des taux d'humidité proches de ceux de l'environnement.
- Faible niveau sonore: environnement clinique silencieux et confort du patient amélioré.
- Matériaux: flacon en polycarbonate, couvercle en polyamide et raccord d'entrée en laiton nickelé. Tube diffuseur en polyuréthane, diffuseur en polyéthylène et joint d'étanchéité en NBR. Sans latex.
- Embout entrée: DISS O₂ 9/16" X 18h UNF.
- Raccord sortie à tétine au tuyau.
- Capacité: 350 mL.
- Possibilité de flacon humidificateur avec valve de surpression 4 PSI, indiquant à l'utilisateur l'existence d'éventuelles restrictions de débit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Stérilisation en autoclave à 121°C.
- Dimensions: Ø 75 mm (base) – Ø 85 mm (couvercle) x 170 mm.
- Poids: 160 g.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/15223-humidificateur-sterilisable-350ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com