

FICHE PRODUIT

Tige fémorale modulaire, non cimentée

Référence : SOC-90100IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tige fémorale non cimentée

Pour la chirurgie primaire la technique opératoire est la préservation des os pour l'implantation sans ciment ou cimentée. Les prothèses de hanche de Socimed permettent de préserver et de protéger au maximum la substance osseuse existante. Basé sur le fait simple mais crucial que le succès de la fixation de la prothèse dépend à la fois de l'implant et de l'os. Pour ce faire, on a mis au point des instruments qui compriment l'os au lieu de l'enlever. Nos prothèses comprennent différents types de tiges pour différentes morphologies anatomiques.

Caractéristiques techniques :

- Tige fémorale non cimentée;
- Longueur de la tige : 120 - 150 mm;
- Revêtement H.A en surface (min.150 microns);
- Taille : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7;
- Matériau : Acier inoxydable.

Conditionnement minimum de vente : 1**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Configurations disponibles:

Taille	Longueur de la tige (mm)
1	120
2	125
3	130
4	135
5	140
6	145
7	150

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/15224-prothese-de-hanche-modulaire-non-cimentee.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
longueur_protheses - 120 mm	SOC-901001	
longueur_protheses - 125 mm	SOC-901002	
longueur_protheses - 130 mm	SOC-901003	
longueur_protheses - 135 mm	SOC-901004	
longueur_protheses - 140 mm	SOC-901005	
longueur_protheses - 145 mm	SOC-901006	
longueur_protheses - 150 mm	SOC-901007	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com