

FICHE PRODUIT

Kit 4 PIPETMAN Classic Gilson

Référence : SOC-F167380

Points forts

- délais : 48 heures
- Tolérance des pipettes : $\pm 0.001\text{ml}$

Description du produit

Robuste, il convient aux travaux de précision comme aux travaux de routine. Le PIPETMAN Neo possède un piston plus souple, la pression du pouce y est moindre.

Contenu du Kit 4 PIPETMAN Classic :

- 1 PIPETMAN P2,
- 1 PIPETMAN P20,
- 1 PIPETMAN P200,
- 1 PIPETMAN P1000,
- 4 portoirs pipettes individuels,
- 4 poignées confort avec 12 autocollants et notice,
- 1 guide du pipetage,
- 1 poster inspection 2 minutes,
- 1 manuel de l'utilisateur.

Données technique**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Stérile
- A filtre
- Poids emballé : 1,95 kg
- Dimensions emballé : 36.5 x 30.5 x 12 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetman/15234-kit-4-pipetman-classic-gilson.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Tolérance des pipettes	±0.001ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com