

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur de laboratoire, ESSENTIAL 125

Référence : SOC-623253

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur de laboratoire, ESSENTIAL 125

Le **Réfrigérateur de laboratoire, ESSENTIAL 125** est un équipement de 120 litres, essentiel dans beaucoup de **laboratoires**. Sa fonction est de maintenir une température de stockage interne (entre 2 °C et 15 °C) pour stocker et protéger produits chimiques, échantillons, produits dangereux, médicaments, solutions et autres substances sensibles aux températures.

Le **Réfrigérateur de laboratoire, ESSENTIAL 125** peut être installé normalement ainsi que dans une installation sous comptoir. Des raccords de porte ou des cadres décoratifs sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. L'affichage de la température peut être installé en option sur la face avant d'un meuble extérieur. Lorsque l'appareil est installé en tant qu'unité autonome, nous pouvons fournir un plateau assorti moyennant un supplément.

- 2 étagères ;
- Type de sous-comptoir ;
- Dégivrage automatique ;
- Évaporation de l'eau de fonte ;
- Affichage numérique de la température ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dispositif d'avertissement acoustique ;
- Porte verrouillable

Options:

- Porte en verre ;
- Surface de travail ;
- Cadre décoratif ;
- Ferrure de porte ;
- Roulettes ;
- Étagères supplémentaires: 43,8 x 33 cm ;
- Tiroirs supplémentaires: 40,8 x 32 x 5,6 cm ;
- Longueur supplémentaire et séparateurs transversaux ;
- Affichage numérique de la température préparé pour une installation externe ;
- Borne de connexion pour alarme à distance (contact sans potentiel) ;
- Bac à eau de fonte pour vidange manuelle ;
- Module GSM ;
- Ventilateur à compresseur installé, en cas de meuble encastré ou de manutention avec version 60Hz ;
- Module GSM ;
- Thermomètre enregistreur à stylo pour un placement lâche à l'intérieur de l'appareil avec 2 bandes de papier ciré ;
- Capteur PT 100 ou PT 1000 pour l'enregistrement et la surveillance de la température via le système EDP.

Spécifications techniques du Réfrigérateur de laboratoire, ESSENTIAL 125 :

- Capacité: 120 l;
- Réglage de la température (env.): +2 à +15 ° C;
- Tension: 220 - 240 V;
- Fréquence: 50 Hz;
- Puissance: 125 Watts;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Consommation moyenne: 0,55 KWh / 24 h;
- Dimensions hors tout (y compris distance du mur): 54 x 53,5 x 81 (lx P x H en cm);
- Dimensions intérieures: 44 x 42 x 67 (lxpxh en cm);
- Dimensions hors tout porte ouverte à 90 °: 54 x 106 (lx p en cm);
- Dimensions de l'étagère: 43 x 33 (lx P en cm);
- Max. capacité de chargement par tiroir / tablette: 13 kg / 25 kg;
- Poids: 42 kg / 44 kg (net / brut).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/15235-refrigerateur-de-laboratoire-essential-125.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com