

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL 280

Référence : SOC-859521

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL 280

Le **Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL 280** est un équipement essentiel dans beaucoup **de laboratoires**. Sa fonction est de maintenir une température de stockage interne (entre 2 °C et 15 °C) pour stocker et protéger produits chimiques, échantillons, produits dangereux, médicaments, solutions et autres substances sensibles aux températures.

- 3 étagères ;
- Affichage numérique de la température ;
- Refroidissement par air forcé ;
- Dégivrage automatique ;
- Évaporation des condensats ;
- Contact sans potentiel pour la transmission d'alarme à un centre de contrôle ;
- Porte verrouillable

Options:**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tablette supplémentaire (à l'équipement standard).
- Tiroirs en plastique (au lieu d'étagères).
- Tiroirs en acier inoxydable (au lieu d'étagères).
- Diviseurs en croix et en longueur pour tiroirs en acier inoxydable.
- Antigél contre les températures inférieures à zéro.
- Signal d'alarme visuel et sonore, même en cas de panne de courant (l'unité de surveillance reste en fonctionnement pendant environ 30 heures sur batterie).
- Éclairage LED sur le dessus.
- Porte vitrée avec serrure.
- Ferrure de porte.
- Equipé de roulettes.
- Le réservoir de condensat peut être vidé manuellement si aucune condensation n'est requise (par exemple, dans une salle d'opération).
- Module GSM pour la transmission de messages texte d'alarme (par exemple, vers un téléphone portable).
- Documentation de température

Spécifications techniques du Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL 280:

- Capacité: 280 l;
- Réglage de la température (env.): +2 à +15 ° C;
- Tension: 220 - 240 V;
- Fréquence: 50 Hz;
- Puissance: 148 Watts;
- Consommation moyenne: 0,72 KWh / 24 h;
- Dimensions totales (y compris la distance du mur): 67 x 75 x 124 (lx P x H en cm);
- Dimensions intérieures: 53 x 50 x 100 (lx P x H en cm);
- Dimensions totales avec porte ouverte à 90 °: 67 x 135 (lx p en cm);
- Dimensions de l'étagère: 52 x 39 (lx P en cm);
- Capacité maximale de chargement par étagère: 40 kg;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids: 78 kg / 85 kg (net / brut)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/15237-refrigerateur-de-laboratoire-essentiel-280.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com