

FICHE PRODUIT



Kit de fixateur externe Orthofix

Référence : SOC-FX62

Description du produit

Kit de fixateur externe Orthofix

DESCRIPTION

Le **Kit de fixateur externe Orthofix** est un système modulaire destiné à la stabilisation de segments osseux dans un large éventail d'indications : fractures, fusion articulaire, distraction articulaire et corrections angulaires (hémicallotasis).

Composition du Kit de fixateur externe Orthofix :

- Support de vis supplémentaire
- Clé Allen universelle
- Guide de vis
- Guides de perçage
- Trocart conique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Modèle avec poignée
- Guide de fil
- Clé dynamométrique
- Marteau
- Tendeur de fil

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/15239-kit-de-fixateur-externe-orthofix.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com