


FICHE PRODUIT

Sonde vésicale de type Nélaton sans ballonnet modèle Homme

Référence : SOC-00021306B

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Unité
- Diamètre ext. (charrière) : CH 06
- Type de sonde : Plastique (PVC)

Description du produit

Sonde vésicale sans ballonnet :

Sonde vésicale de type Nélaton modèle homme

En PVC Transparente avec ligne O.R.X.

Modèle disponible

- Extrémités arrondies atraumatiques.
- Longueur 38 cm
- Charrières (CH) : 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22.

Vendu par lot de 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sondes-urinaires-a-usage-unique/15241-sonde-vesicale-sans-ballonnet.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Unité
Diamètre ext. (charrière)	CH 06
Type de sonde	Plastique (PVC)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com