

FICHE PRODUIT

Auge chirurgicale MP'DUO avec commande à pédale

Référence : SOC-LAV1610

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Auge chirurgicale double poste MP'DUO avec commande à pédale

L'**auge chirurgicale MP'DUO double poste** avec commande à pédale est moulée en un seul bloc et permet le lavage efficace des mains jusqu'aux coudes du chirurgien. Sa cuve large et profonde permet d'éviter les éclaboussures de l'environnement qui entraîne la stagnation de l'eau et le développement des bactéries sur le sol et les surfaces!

Sa forme enveloppante, son dossier de protection mural et ses formes arrondies en pente interne sont autant d'atouts qui rendent encore plus efficace l'**auge chirurgicale à commande à pédale double poste**. La commande à pédale permet un actionnement du robinet sans contact.

Constitution de la structure:

Châssis en acier inoxydable et flexible d'alimentation en PEHD résistant à la chloration

Matériau: Résine polyester armée, renforcée sur les zones de stress avec revêtement gelcoat blanc Iso NPG de grade sanitaire

Domaines d'application: Bloc opératoire, réanimation, néphrologie, hémodialyse, box d'urgence, salle de préparation chirurgiens.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques:**Dimensions:**

- Longueur : 1500 mm
- Hauteur : 745 mm
- Profondeur : 570 mm
- Poids : 19 Kg

Equipement de base

- 2 Becs col de cygne démontables laiton chromé
- Châssis de fixation en Inox
- 2 Commandes à pédale à fixer au sol
- 2 Vannes de réglages de débit
- 2 Flexibles PEX résistant à la chloration
- 1 Siphon et bonde Diam. 40mm
- Mitigeur thermostatique 1/2 NF sécurité anti-brûlure

Accessoires en option:

- Kit de préfiltration mini avec cartouche 1 ou 5µ
- Kit ultraviolet 40W
- Siphon sec sans rétention d'eau
- Siphon hospitalier désinfectable
- Bec déclipable autoclavable
- Filtre terminal 0.2µ tous germes, 14 ou 31 jours

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Filtre terminal anti-légionelle 60 jours
- Filtre terminal 0.2µ tous germes 70 jours
- Rail aluminium support accessoires
- Distributeur de savon/SHA mécanique à coude
- Distributeur de savon/SHA électronique
- Distributeur de brosses à ongles chirurgicales
- Panier pour accessoires d'hygiène
- Distributeur de papier

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavabos-chirurgicaux/15243-auge-chirurgicale-mp-duo-avec-commande-a-pedale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com