

FICHE PRODUIT



Spéculum vaginal de Collin, 16 mm, long 85 mm

Référence : SOC-9001685

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spéculum vaginal de Collin, 16 mm, long 85 mm

Caractéristiques techniques :

- Dispositif médical : Oui, Classe I
- Marquage : CE
- Code-barres : 3661040030180
- Code douanier : 90189090
- Stérile : Non
- Largeur : 1.6cm
- Hauteur : 6cm
- Profondeur : 8.5cm
- Poids : 0.079 kg
- Poids Cond. : 0.079 kg

Conditionnement minimum : 1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculum-de-collin/15244-speculum-vaginal-de-collin-16-mm-long-85-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com