

FICHE PRODUIT



Lampe Scialytique mobile avec batterie, Modèle LED 600M/MA

Référence : SOC-9635328

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Pied mobile
- Domaines d'utilisation de la lampe : Polyvalente

Description du produit

Description de la Lampe Scialytique mobile avec batterie, Modèle LED 600M/MA

La **lampe scialytique mobile LED600M/MA** est conçue pour contribuer à la technologie LED pour tous -type de bloc opératoire. Il regroupe tous les éléments essentiels et nécessaire à une interprétation sure des conditions du patient tout en satisfaisant parfaitement les caractéristiques de l'amélioration et de l'excellent éclairage. La **lampe scialytique mobile LED600M/MA** apporte la dernière technologie LED comme des avantages supplémentaires pour élever sa valeur dans les segments de marché.

Spécifications techniques de la lampe mobile LED600M/MA

- Eclairage LED
- Intensité à 1m (Lux) 160 000
- Champ lumineux 28
- Profondeur de champ 105
- Indice des couleurs (CRI) (RA) 96
- Température des couleurs (K) 4300

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Variation d'intensité lumineuse % 25-100
- Mode de contrôle panneau de contrôle
- Nombre de LED 40
- Matériaux de poigné PPSU

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15245-lampe-sciaLytique-mobile-avec-batterie-modele-led-600m-ma.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Pied mobile
Domaines d'utilisation de la lampe	Polyvalente

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com