

FICHE PRODUIT

Seringues 3 pièces 20ml CHIRANA avec aiguille 21G x 1 1/2 - 0,8x40 mm

Référence : SOC-698262

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Seringues 3 pièces 20ml CHIRANA avec aiguille 21G x 1 1/2 - 0,8x40 mm

Conditionnement: Boîte de 50

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/15247-seringues-3-pieces-20ml-chirana-avec-aiguille-21g-x-1-1-2-0-8x40-mm.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com