


FICHE PRODUIT

Tube de prélèvement d'échantillons de virus (culture) à usage unique

Référence : SOC-P045T0010100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Contenu du kit:μ

- Tube de 10 ml prérempli de 3 ml de milieu de Hank - 36
- Écouvillon nasopharyngé - 36
- Mode d'emploi - 1
- Solution rose
- Conditionnement : 36 sets / kit (emballage en vrac).
- Minimum Order Quantity: 10000 tests.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/covid-19/15249-tube-de-collecte-d-echantillons-de-virus-culture-a-usage-unique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com