

FICHE PRODUIT



Kit de prélèvement de salive

Référence : SOC-P091T01901

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Contenu du kit:

Tube de 5 ml pré-rempli avec 2 ml de solution de conservation - 1

Collecteur de salive - 1

Etiquette autocollante - 1

Sac de biosécurité - 1

Instruction d'utilisation -1

1 set / kit (emballage individuel)

Minimum Order Quantity: 10000 tests.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/covid-19/15250-kit-de-prelevement-de-salive.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com