

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse à hématocrite 24 Capillaires

Référence : SOC-CL009

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de centrifugeuse : Centrifugeuse haute vitesse

Description du produit

Description de la Centrifugeuse à hématocrite 24 Capillaires

La détermination des valeurs d'hématocrite par centrifugation est l'étalon-or. Notre centrifugeuse à hématocrite détermine la cellule emballée.

Volume: PCV (= fraction volumique érythrocytaire: EVF).

Avantages:

- Compact, robuste et durable
- Utilisation de tubes capillaires standards
- Résultats en 5 minutes
- Facile à nettoyer si le verre se brise
- Presque sans vibrations
- Instrument sûr et silencieux
- Système de freinage rapide

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Visibilité claire du RPM Données techniques:
- Vitesse fixe de 12000 tr / min (14 810 g)
- Capacité pour 24 tubes capillaires (1,5 x 75 mm; Ø x L)
- Minuterie numérique: 0 - 15 min
- Affichage LED numérique pour le temps et la vitesse
- Dimensions hors tout: 29 x 40 x 26 cm (L x P x H)
- Poids brut: 14,5 kg
- Alimentation: 110 V - 60 Hz ou 220 V - 50/60 Hz

Accessoires inclus:

- Lecteur de pourcentage d'hématocrite en aluminium
- Rotor à 24 positions

DISPONIBLE EN

- Centrifugeuse à hématocrite (110 V - 60 Hz)
- Centrifugeuse à hématocrite (220 V - 50/60 Hz)

Produits auxiliaires:

- Tubes capillaires avec héparine 1,5 x 75 mm (Ø x L)
- Tubes capillaires lisses 1,5 x 75 mm (Ø x L)
- Cire pour tubes capillaires
- Balai de charbon (paire)
- Lecteur d'hématocrite

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/15252-centrifugeuse-a-hematocrite-24-capillaires.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de centrifugeuse	Centrifugeuse haute vitesse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com