

FICHE PRODUIT



Kit de prélèvement d'échantillons environnementaux 1

Référence : SOC-P101T00901

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Contenu du kit:

Tube de 10 ml prérempli de 2 ml de solution de conservation - 36

Écouvillon régulier floqué en nylon - 36

Instruction d'utilisation -1

Conditionnement: 36 tests / kit (emballage en vrac)

Minimum Order Quantity: 10000

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/covid-19/15255-kit-de-prelevement-d-echantillons-environnementaux-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com