

FICHE PRODUIT

Conteneur pour déchets tranchants polyvalent 0,47 l orange 0,5 avec éjecteur d'aiguille Sharpsguard

Référence : SOC-365487

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Conteneur pour déchets tranchants polyvalent 0,47 l orange 0,5 avec éjecteur d'aiguille Sharpsguard™

Il est convenable pour les professionnels de santé. Le conteneur orange polyvalent 0,5 pour pièces tranchantes de 0,47L Sharpsguard™ avec éjecteur d'aiguille est conçu pour l'élimination des pièces tranchantes non contaminées par des produits médicaux.

Poids : 0.07200kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles/15256-conteneur-pour-dechets-tranchants-polyvalent-0-47-l-orange-0-5-avec-ejecteur-d-aiguille-sharpsguardtm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com