

FICHE PRODUIT



Microscope biologique binoculaire à LED Modèle CYANScope

Référence : SOC-CM001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microscope biologique binoculaire à LED Modèle CYANScope

Le microscope biologique binoculaire CYANScope apporte une optique supérieure à votre laboratoire. Il a été conçu et testé pour être le bon choix pour votre laboratoire. Il vous guidera efficacement à travers l'identification du paludisme et vos autres diagnostics.

Avantages:

- Oculaires à champ extra large
- La source lumineuse est réglable en continu avec une lampe LED
- Le corps principal est en alliage d'aluminium, la structure est stable et facile à transporter
- Un levier de sécurité empêche les objectifs d'entrer en collision avec les glissières
- Observation confortable avec distance inter pupillaire réglable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Données techniques:

Condenseur Condenseur Abbe, NA = 1,25

Oculaire Extra Wide Field: 10 x 20 mm et 10 x 18 mm

Éclairage S-LED 1W

Distance inter pupillaire 48-75 mm

Focalisation

Réglage coaxial grossier et fin

Plage de déplacement: 20 mm

Division fine: 0,002 mm

Objectif : Objectifs semi-plan infinitifs: 4x; 10x; 40x; 100x

Alimentation : 110/220 V - 50/60 Hz

Nez : Quadruple Nez

Étape

Platine mécanique

Plaque de scène: 140 x 140 mm

Plage de déplacement: 75 x 50 mm

Taille 420 x 200 x 410 mm (L x l x H) - base: 270 x 200 mm (L x l), 8 kg

Tête de visualisation Tête binoculaire Siedorpf; 30 ° incliné

Hauteur de vue 392 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/15257-microscope-biologique-binoculaire-a-led-modele-cyanscope.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com