

FICHE PRODUIT

Congélateur de laboratoire ESSENTIAL FROSTER LABEX 71

Référence : SOC-547357

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Congélateur de laboratoire ESSENTIAL FROSTER LABEX® 71

Le **Congélateur de laboratoire ESSENTIAL FROSTER LABEX® 71** est utilisé pour le stockage général en **laboratoire** des **échantillons thermosensibles**.

Il est principalement installé dans les meubles.

- 4 étagères ;
- Intérieur antidéflagrant (LABEX®-Intrinsic Safety) ;
- Sélection de température en continu ;
- Chauffage de cadre de porte ;
- Sélection de température variable ;
- Type de sous-comptoir ;
- Porte verrouillable.

Options:

- Cadre de porte décoratif ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Ferrure de porte ;
- Equipé de roulettes ;
- Documentation de température.

Spécifications techniques du Congélateur de laboratoire ESSENTIAL FROSTER LABEX® 71:

- Capacité: 70 l;
- Réglage de la température (env.): -15 à -22 ° C;
- Tension: 220 - 240 V;
- Fréquence: 50 Hz;
- Puissance: 100 Watts;
- Consommation moyenne: 1,6 KWh / 24 h;
- Dimensions totales (y compris la distance du mur): 47 x 51 x 74 (lx P x H en cm);
- Dimensions intérieures: 35 x 41 x 55 (lx P x H en cm);
- Dimensions totales avec porte ouverte à 90 °: 47 x 96 (lx p en cm);
- Dimensions de l'étagère: 35 x 31 (haut) (lx P en cm), 35 x 20 (bas) (lx P en cm);
- Capacité maximale de chargement par étagère: 25 kg;
- Poids: 34 kg / 39 kg (net / brut)

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/congelateur-mixte/15258-congelateur-de-laboratoire-essential-froster-labexr-71.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com