

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur portable

Référence : SOC-1601021

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur portable

Spécification

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Nom du produit	Refroidisseur cryogénique portable
Numéro de modèle	PSCMC-60L
Source d'énergie	12 VDC, 24 VDC et 100-230 VAC (La batterie est en option)
Matériau du refroidisseur	ABS
Volume du refroidisseur	60L
Taille du refroidisseur	712 x 470 x 610 MM
Champ d'application	Transport et stockage pour les vaccins et les médicaments
Mode de refroidissement	Compresseur cryogénique
Poids du produit	30 KGS
Plage de température	10°C ~ 20°C

- **Réfrigération active**

- Petite chambre froide portable
- Production d'énergie froide de manière uniforme et continue

- **Emballage pratique**

- Il n'est pas nécessaire de prérefroidir la glace et le récipient
- Emballage des médicaments et vaccins dans la chambre froide, puis mise directement dans le conteneur

- **Endurance à long terme**

- Réfrigération sans interruption pendant plus de 10 ans avec alimentation externe
- Dans les batteries au lithium, réfrigération sans interruption pendant environ 96 heures sans alimentation externe

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

• Livraison pratique

- Conteneur mobile et portable
- Le conteneur peut continuer à fonctionner correctement lorsqu'il tourne à 360 degrés

• Contrôle précis de la température

- La différence de température dans le récipient est à moins d'un degré
- Plage de température contrôlable: -80 ° C à 25 ° C

• Fonctionnement stable

- Haute performance et faible consommation d'énergie
- Silencieux, faible bruit, pas de pollution
- Le fonctionnement sous vide conduit à une longue durée de vie
- Pas de surtension transitoire au démarrage

• Système d'Information

- Surveillance de la température, du positionnement et du système d'alarme à tout moment dans la puce IOT

Les avantages du PSCMC

- PSCMC peut réduire le coût en temps. La glace traditionnelle a besoin de 48 heures de pré refroidissement, tandis que le PSCMC n'a besoin que de moins d'une heure de pré refroidissement.
- Contrôle précis de la température et aucune limitation de la durée de conservation au froid:
- La plage de température du PSCMC est de - 160 °C à 25 °C, qui est sous contrôle de température stable;
- PSCMC peut résoudre le problème que les boîtes traditionnelles de la chaîne du froid ne peuvent pas être fournies dans les régions éloignées avec le remplacement de la batterie.

Technologie de base de PSCMC

Le compresseur cryogénique Stirling adopte le principe inverse du moteur Stirling, et l'énergie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

électrique est transformée en énergie thermique grâce au fonctionnement du compresseur interne. C'est un moteur linéaire efficace.

Par rapport aux autres compresseurs utilisés dans les réfrigérateurs, les caractéristiques du refroidisseur cryogénique Stirling sont les suivantes:

1. Contrôle précis de la température (forte capacité de congélation instantanée; réfrigération durable; capacité de refroidissement contrôlable)
2. Forte propriété anti-choc (peut être tournée à tous les degrés)
3. Longue durée de vie (fonctionnant sous vide, sans huile, sans frottement)
4. Faible bruit et vibrations
5. Protection de l'environnement et économie d'énergie
6. Le moteur est de petite taille et de structure simple

NB. Quantité minimum de vente : 30 unités

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/15259-refroidisseur-cryogenique-portable.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com