

**FICHE PRODUIT**

## Centrifugeuse de table Modèle CYANPRO (8 tubes: 5 - 15ml)

Référence : SOC-CL015

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Type de centrifugeuse : Centrifugeuse basse vitesse

### Description du produit

#### Centrifugeuse de table Modèle CYANPRO

La **centrifugeuse de table Modèle CYANPRO** pour laboratoires de diagnostic est conçue pour des charges de travail continues 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La **centrifugeuse de table Modèle CYANPRO** est un système contrôlé par microprocesseur sans balais pour un fonctionnement précis et facile.

**Avantages:**

- Moteur sans balais et sans entretien
- Réglage de la vitesse en rpm et RCF (g)
- Instrument sûr et silencieux
- Système de freinage rapide
- Compact, robuste et durable
- Opérations précises et simples
- 9 fonctions de mémoire programmables
- Fonction de diagnostic automatique pour détecter le déséquilibre, la surchauffe, les erreurs de vitesse excessive ou l'ouverture du couvercle

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Le système d'équilibrage automatique prolonge la durée de vie du moteur et réduit le bruit
- La minuterie de précision peut être réglée sur 30 minutes avec des incréments de 10 secondes
- Affichage numérique clair de la vitesse actuelle et du temps restant
- Verrou de sécurité pour empêcher l'ouverture du couvercle pendant le fonctionnement
- Ouverture automatique du couvercle après la fin du cycle
- Touche de fonction de centrifugation courte

**Données techniques:**

- Vitesse: 600 - 6000 tr / min
- Max. RCF: 4265 g
- Rotor à angle fixe de 45 °
- Minuterie de 0 à 30 min par pas de 10 s
- Affichage LED numérique pour l'heure et le régime ou RCF
- Frein d'arrêt rapide
- 8 tubes d'une capacité de 5 à 15 ml
- Dimensions hors tout: 32 x 42 x 26 cm (L x P x H)
- Poids brut: 16,8 kg
- Alimentation: 110/220 V - 50/60 Hz (CL015)

**Conformité et garantie**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/15260-centrifugeuse-de-table-modele-cyanpro.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur                      |
|-----------------------|-----------------------------|
| delais                | 48 heures                   |
| Type de centrifugeuse | Centrifugeuse basse vitesse |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com