


FICHE PRODUIT



Kit de diagnostic rapide anti-SARS-CoV-2 IgG / IgM

Référence : SOC-R206T020B0C0

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit de diagnostic rapide anti-SARS-CoV-2 IgG / IgM

- Conditionnement: 20 tests / kit
- Quantité minimale de vente: 10000 tests.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/covid-19/15262-kit-du-test-rapide-anti-sars-cov-2-igg-igm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com